

## DIEMELA MED – FFP2 NR Atemschutzmaske

### DIEMELA MED – FFP2 NR respirator mask

#### Produktbeschreibung / Product Description

DIEMELA MED – FFP2 NR Atemschutzmaske  
5 oder 6 Stück pro Zipperbeutel | EN 149-2001 und A1:2009 | weiß

DIEMELA MED – FFP2 NR respirator mask  
5 or 6 peaches per zipper box | EN 149-2001 and A1:2009 | white

#### Hersteller / Manufacturer

DIEMELA MED GmbH  
Bernhardusstr. 48  
34414 Warburg-Scherfede  
Deutschland / Germany

[www.diemela-med.de](http://www.diemela-med.de)



#### Eigenschaften / Characteristics

Einmalmaske | 4-lagig | latexfrei | frei von Reizstoffen  
geruchsneutral | nicht steril | Made in Germany

Single-use mask | 4-ply | latex-free | free from irritants  
odourless | non-sterile | Made in Germany

#### Material / Material

Außenseite:	PP-Vlies 50 g/m <sup>2</sup>
Innenseite:	PP-Vlies 25 g/m <sup>2</sup>
Filtermedium:	2x Meltblown Vlies 25 g/m <sup>2</sup>
Ohrbänder:	Flachband aus hochwertigem Polyurethan, latexfrei
Nasenbügel:	Aluminiumdraht
Outer layer (outside):	polypropylene fibre 50 g/m <sup>2</sup>
Inner layer (inside):	polypropylene fibre 25 g/m <sup>2</sup>
Filter medium (filter layer):	2x meltblown fibre 25 g/m <sup>2</sup>
Ear strap:	ribbon cable with high-quality polyurethan, latex-free
Nose clip:	aluminium wire

#### Technische Daten / Technical Data

Durchlass des Filtermediums:	≤ 6 %
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min; 95 l/min:	≤ 0,7 mbar; ≤ 2,4 mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min:	≤ 3,0 mbar
Gesamte nach innen gerichtete Leckage:	≤ 8 %
Penetration of filter material:	≤ 6 %
Breathing resistance inhalation 30 l/min; 95 l/min:	≤ 0,7 mbar; ≤ 2,4 mbar
Breathing resistance exhalation 160 l/min:	≤ 3,0 mbar
Total inward leakage:	≤ 8 %

## Qualitätssicherung / Quality Assurance

EN 149-2001 und A1:2009 | Zertifiziert durch CE 2841  
Bestimmung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425



EN 149-2001 and A1:2009 | Certified by CE 2841  
Assignment the European regulation (EU) 2016/425

## Anwendung / Application

Gewerbliche Nutzung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) | Medizin- und Lebensmittelbranche | privater Gebrauch

Commercial using as personal protective equipment | Medical and food industry | for private use

## Aufbewahrung und Haltbarkeit / Storage and Shelf life

In der Originalverpackung trocken lagern zwischen 5-40 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
2 Jahre Haltbarkeit unter o. g. Aufbewahrungsbedingungen.

Maximale Tragedauer: Eine Schicht.

Nicht wiederverwenden.

Store dry in the original packaging between 5-40 °C. Protect masks from direct sunlight. Shelf life 2 years under storage conditions mentioned above.

Maximum wearing time: single shift use.

Single use only.

## Entsorgung / Disposal

Ordnungsgemäße Entsorgung entsprechend der Abfall-Rechtsnorm des jeweiligen Anwendungsstaates.

Proper disposal in accordance with the waste regulations of the respective state of use.

## Logistik / Logistics

Ausführung / Type	Farbe / Colour	EAN	Verpackungseinheit / Packaging Unit
FFP2 NR Atemschutzmaske FFP2 NR respirator mask	weiß / white	4260708520033	5 Stk. pro Zipperbeutel / 5 pcs per zipper box
FFP2 NR Atemschutzmaske FFP2 NR respirator mask	weiß / white	4260708520040	6 Stk. pro Zipperbeutel / 6 pcs per zipper box

Größe Gesichtsmaske (L/B/H) / Size of face mask (L/W): 16,3 x 13 cm

Größe zipper box (L/B/H) / Size of zipper box (L/W/H): 12 x 17 x 0,05 cm

Größe Karton (L/B/H) / Size of carton (L/W/H): 18 x 15 x 21,5 cm

## Haftungshinweis / Liability Note

Änderungen und Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor. Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. DIEMELA MED übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Produkte. Bitte prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gesichtsmaske auf Schäden. Verwenden Sie keine defekte Gesichtsmaske. Unterweisen Sie die Nutzer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.diemela-med.de](http://www.diemela-med.de).

We reserve the right to make changes, errors and misprints. The information contained in this product data sheet corresponds to the last time changes were made. DIEMELA MED assumes no liability for incorrect use of the products. Please check the face mask for damage before using it for the first time. Do not use defective face masks. Instruct the users.

Current product information can be found on our homepage [www.diemela-med.de](http://www.diemela-med.de).