

DIEMELA MED – medizinische Gesichtsmaske MNS Typ II

DIEMELA MED – SFM Type II medical face mask

Produktbeschreibung / Product Description

DIEMELA MED – medizinische Gesichtsmaske mit Elastikband (Einweg)
50 Stück | DIN EN 14683 Typ II | blau / weiß | Basis UDI DI: 426070852141594CF

DIEMELA MED – medical face mask with ear loop (disposable)
50 pieces | DIN EN 14683 Type II | blue / white | Basis UDI DI: 426070852141594CF

Hersteller / Manufacturer

DIEMELA MED GmbH
Bernhardusstr. 48
34414 Warburg-Scherfede
Deutschland / Germany

www.diemela-med.de



Eigenschaften / Characteristics

Einwegmaske | 3-lagig | latexfrei | atmungsaktiv | BFE \geq 98 %
frei von Reizstoffen | geruchsneutral | nicht steril | Made in Germany

Single-use mask | 3-ply | latex-free | breathable | BFE \geq 98 %
free from irritants | odourless | non-sterile | Made in Germany

Material / Material

Außenseite:	Polypropylen-Spinnvlies
Innenseite:	Polypropylen-Spinnvlies
Filtermedium:	schmelzgeblasene Polypropylenfaser
Elastikband:	Polyamid Elasthan
Nasenbügel:	PP ummantelter Draht

Outer layer (outside):	nonwoven, spunbond polypropylene
Inner layer (inside):	nonwoven, spunbond polypropylene
Filter medium (filter layer):	meltblown polypropylene-fibre
Elastic band:	polyamide elastane
Nose clip:	PP-coated wire

Technische Daten / Technical Data

Bakterielle Filterleistung:	\geq 98 %
Druckdifferenz:	$<$ 40 Pa/cm ²
Mikrobiologische Reinheit:	\leq 30 KBE/g

Bacterial filtration efficiency:	\geq 98 %
Differential pressure:	$<$ 40 Pa/cm ²
Microbial cleanliness:	\leq 30 KBE/g

Qualitätssicherung / Quality Assurance

DIN EN 14683
 Verordnung (EU) 2017/745
 UMDNS Code: 12-458
 Basis UDI DI: 426070852141594CF

DIN EN 14683
 Conformity Regulation (EU) 2017/745
 UMDNS Code: 12-458
 Basis UDI DI: 426070852141594CF



Anwendung / Application

Medizin- und Lebensmittelbranche | privater Gebrauch

Medical and food industry | for private use

Aufbewahrung und Haltbarkeit / Storage and Shelf life

In der Originalverpackung trocken lagern zwischen 5-40 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 2 Jahre Haltbarkeit unter o. g. Aufbewahrungsbedingungen.
 Nicht wiederverwenden.

Store dry in the original packaging between 5-40 °C. Protect masks from direct sunlight. Shelf life 2 years under storage conditions mentioned above.

Single use only.

Entsorgung / Disposal

Ordnungsgemäße Entsorgung entsprechend der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes.

Proper disposal in accordance with the waste regulations of the relevant federal state.

Logistik / Logistics

Ausführung / Type	Farbe / Colour	EAN	Verpackungseinheit / Packaging Unit
MNS Typ II / Type II SFM	blau / blue	4260708520002	50 Stk. pro Spenderbox / 50 pcs per dispenser box
MNS Typ II / Type II SFM	weiß / white	4260708520026	50 Stk. pro Spenderbox / 50 pcs per dispenser box

Größe Gesichtsmaske (L/B/H) / Size of face mask (L/W/H):	9,5 x 17,5 cm
Größe Spenderbox (L/B/H) / Size of dispenser box (L/W/H):	20 x 10 x 9 cm
Größe Karton (L/B/H) / Size of carton (L/W/H):	62,5 x 43 x 48 cm

Haftungshinweis / Liability Note

Änderungen und Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor. Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. DIEMELA MED übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Produkte. Bitte prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gesichtsmaske auf Schäden. Verwenden Sie keine defekte Gesichtsmaske.
 Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.diemela-med.de.

We reserve the right to make changes, errors and misprints. The information contained in this product data sheet corresponds to the last time changes were made. DIEMELA MED assumes no liability for incorrect use of the products. Please check the face mask for damage before using it for the first time. Do not use defective face masks.

Current product information can be found on our homepage www.diemela-med.de.