

DIEMELA MED – medizinische Gesichtsmaske MNS Typ IIR

DIEMELA MED – SFM Type IIR medical face mask

Produktbeschreibung / Product Description

DIEMELA MED – medizinische Gesichtsmaske mit Elastikband (Einweg)
 50 Stück | DIN EN 14683 Typ IIR | blau / weiß | Basis UDI DI: 426070852141590C7 (blau) /
 Basis UDI DI: 426070852141594CF (weiß)

DIEMELA MED – medical face mask with ear loop (disposable)
 50 pieces | DIN EN 14683 Type IIR | blue | Basis UDI DI: 426070852141590C7 (blue) / Basis UDI DI: 426070852141594CF (white)

Hersteller / Manufacturer

DIEMELA MED GmbH
 Bernhardusstr. 48
 34414 Warburg-Scherfede
 Deutschland / Germany
 www.diemela-med.de



Eigenschaften / Characteristics

Einwegmaske | 3-lagig | latexfrei | atmungsaktiv | BFE \geq 98 %
 frei von Reizstoffen | geruchsneutral | nicht steril | Made in Germany

Single-use mask | 3-ply | latex-free | breathable | BFE \geq 98 %
 free from irritants | odourless | non-sterile | Made in Germany

Material / Material

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Außenseite: | Polypropylen-Spinnvlies |
| Innenseite: | Polypropylen-Spinnvlies |
| Filtermedium: | schmelzgeblasene Polypropylenfaser |
| Elastikband: | Polyamid Elasthan |
| Nasenbügel: | PP ummantelter Draht |
| Outer layer (outside): | nonwoven, spunbond polypropylene |
| Inner layer (inside): | nonwoven, spunbond polypropylene |
| Filter medium (filter layer): | meltblown polypropylene-fibre |
| Elastic band: | polyamide elastane |
| Nose clip: | PP-coated wire |

Technische Daten / Technical Data

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Bakterielle Filterleistung: | \geq 98 % |
| Druckdifferenz: | $<$ 60 Pa/cm ² |
| Mikrobiologische Reinheit: | \leq 30 KBE/g |
| Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer: | \geq 16,0 kPa |
| Bacterial filtration efficiency: | \geq 98 % |
| Differential pressure: | $<$ 60 Pa/cm ² |
| Microbial cleanliness: | \leq 30 cfu/g |
| Splash resistance: | \geq 16 kPa |

Qualitätssicherung / Quality Assurance

DIN EN 14683

Verordnung (EU) 2017/745

UMDNS Code: 12-458

Basis UDI DI: 426070852141590C7 (blau) / Basis UDI DI: 426070852141594CF (weiß)

DIN EN 14683

Conformity Regulation (EU) 2017/745

UMDNS Code: 12-458

Basis UDI DI: 426070852141590C7 (blue) / Basis UDI DI: 426070852141594CF (white)



Anwendung / Application

Medizin- und Lebensmittelbranche | privater Gebrauch

Medical and food industry | for private use

Aufbewahrung und Haltbarkeit / Storage and Shelf life

In der Originalverpackung trocken lagern zwischen 5-40 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

2 Jahre Haltbarkeit unter o. g. Aufbewahrungsbedingungen.

Nicht wiederverwenden.

Store dry in the original packaging between 5-40 °C. Protect masks from direct sunlight. Shelf life 2 years under storage conditions mentioned above.

Single use only.

Entsorgung / Disposal

Ordnungsgemäße Entsorgung entsprechend der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes.

Proper disposal in accordance with the waste regulations of the relevant federal state.

Logistik / Logistics

| Ausführung / Type | Farbe / Colour | EAN | Verpackungseinheit / Packaging Unit |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| MNS Typ IIR / Type IIR SFM | blau / blue | 4260708520019 | 50 Stk. pro Spenderbox / 50 pcs per dispenser box |
| MNS Typ IIR / Type IIR SFM | weiß / white | 4260708520026 | 50 Stk. pro Spenderbox / 50 pcs per dispenser box |

Größe Gesichtsmaske (L/B/H) / Size of face mask (L/W/H): 9,5 x 17,5 cm

Größe Spenderbox (L/B/H) / Size of dispenser box (L/W/H): 20 x 10 x 9 cm

Größe Karton (L/B/H) / Size of carton (L/W/H): 62,5 x 43 x 48 cm

Haftungshinweis / Liability Note

Änderungen und Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor. Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. DIEMELA MED übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Produkte. Bitte prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gesichtsmaske auf Schäden. Verwenden Sie keine defekte Gesichtsmaske.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.diemela-med.de.

We reserve the right to make changes, errors and misprints. The information contained in this product data sheet corresponds to the last time changes were made. DIEMELA MED assumes no liability for incorrect use of the products. Please check the face mask for damage before using it for the first time. Do not use defective face masks.

Current product information can be found on our homepage www.diemela-med.de.